

	SARS-CoV-2 - Transmission au laboratoire des prélèvements de patients infectés ou suspectés d'être infectés	
	Biopathologie	LAB-DOC-429

Prélèvements respiratoires à réaliser pour le DEPISTAGE ou le SUIVI de l'infection par le Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR)

Respecter les règles d'hygiène en vigueur pour la réalisation du prélèvement

❶ Prélèvement des voies respiratoires hautes : Dépistage => Ecouvillonnage nasopharyngé

Utiliser un milieu de transport viral avec inactivant (**bouchon vert**)

Le kit est dédié à la PCR SARS-CoV-2

(Aucune autre analyse ne peut être réalisée sur ce milieu de transport)

Les modalités techniques / hygiène de réalisation du prélèvement nasopharyngé sont détaillées sur Ennov (HYG-FT-726)

Lien vidéo = <https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE>



❷ Prélèvement des voies respiratoires basses : LBA

En cas de forte suspicion clinique et de PCR SARS-CoV-2 négative sur l'écouvillonnage nasopharyngé

Le flacon transmis au laboratoire est dédié à la PCR SARS-CoV-2

Validation Jérôme GUINARD	Approbation (Qualité) Eric LEGAC	Ne pas compléter Ne pas compléter	Version 4	Page 1/3
			Applicable à partir du 17/08/2020	

Acheminement des prélèvements vers le laboratoire

PCR Coronavirus SARS-CoV-2 sur prélèvement respiratoire **bas** (LBA, Expectoration...)

PCR Coronavirus SARS-CoV-2 sur écouvillonnage nasopharyngé **sans inactivant**

Tous les prélèvements respiratoires bas ou les prélèvements de selles chez les patients infectés ou suspectés d'être infectés par le Coronavirus SARS-CoV-2 (quelle que soit la demande)



**TRANSPORT PNEUMATIQUE
INTERDIT**

Transport pédestre
Sachet rigide triple emballage

Autres prélèvements (sang, urines...)

PCR Coronavirus SARS-CoV-2 sur écouvillonnage nasopharyngé **avec inactivant**

(Tube bouchon vert uniquement)*

* Distribution à compter du 17/08/2020



**TRANSPORT PNEUMATIQUE
AUTORISE**

Emballage habituel pour transport pneumatique

	SARS-CoV-2 - Transmission au laboratoire des prélèvements de patients infectés ou suspectés d'être infectés	
	Biopathologie	LAB-DOC-429

Transport pneumatique INTERDIT => Transport pédestre – Boîte ou sachet rigide triple emballage

PCR Coronavirus SARS-CoV-2 sur prélèvement respiratoire **bas** (LBA, Expectoration...)

Tous les prélèvements respiratoires bas ou les prélèvements de selles chez les patients infectés ou suspectés d'être infectés par le Coronavirus SARS-CoV-2 (quelle que soit la demande)

Le conditionnement triple emballage doit être constitué (en partant de l'extérieur)

1) D'un sac de transport rigide 95kPa

Le sac de transport rigide ne doit pas être en contact direct avec les échantillons ou le matériel servant à la réalisation des prélèvements et ne doit pas rentrer dans la chambre du patient.

2) D'une pochette plastique à fermeture étanche contenant un papier absorbant (emballage secondaire)

3) Du flacon de prélèvement du patient (veillez à ce que la fermeture des contenants soit bien hermétique)

Le transport par pneumatique est interdit : Transport pédestre au laboratoire (Point Rouge – 3^{ème} étage) uniquement.



Validation Jérôme GUINARD	Approbation (Qualité) Eric LEGAC	Ne pas compléter Ne pas compléter	Version 4	Page 3/3
			Applicable à partir du 17/08/2020	